









シリアル貼付箇所確認表（顕微鏡本体）

型番	正面	背面	シリアル貼付面	シリアルNo. (拡大)
S9 SAPO			背面 	
EZ4			底面 	
M60 M80			背面 	
M205 M165 M125			背面 	
MZ10			底面 	
DM500 DM750			底面 	

<u>DM2500</u> <u>DM2700</u>			背面 	
<u>DM8000</u>			背面 	
<u>DMi8</u>			右側面 	
<u>DM4</u> <u>DM6</u>			背面 	
<u>DMIL</u> <u>DMILM</u> <u>DMi1</u>			背面 	
<u>Z16APO</u>			背面 	
<u>DVM6</u>			背面 	

<u>A60</u>			背面 	
<u>DMS1000</u>			背面 	
<u>Ivesta3</u>			背面 	
<u>Emspira3</u>			背面 	
<u>Mateo TL</u>			背面 	